

RECOVERY+PLUS

GO TO THE NEXT LEVEL



PRESSTHERAPIE

RP 6.0 NEW G2

HANDBUCH GEBRAUCH

SICHERHEITSPROTOKOLLE

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die nachstehenden Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen, um Ihre Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Warnungen

1. Sollten Sie während der Anwendung erhebliche Schmerzen oder ungewöhnliche Symptome erleben oder das Produkt umgehend entfernen müssen:

- Drücken Sie die Pausetaste, um das Gerät anzuhalten oder das Produkt zu deaktivieren.
- Ziehen Sie Ihre Stiefel aus und suchen Sie einen Arzt auf.

2. Es wird geraten, vor der Anwendung dieses Produkts oder dem Entfernen der Schläuche Ihren Arzt zu konsultieren, wenn:

- Entzündungen, Infektionen oder Schmerzen unbekannter Herkunft im Anwendungsbereich des Produkts oder in angrenzenden Regionen.
- Knochenbrüche oder -verrenkungen an oder in der Nähe der Applikationsstelle des Produkts aufweisen.

Sie befinden sich in medizinischer Behandlung oder es bestehen Kontraindikationen, die den Einsatz eines medizinischen Überwachungsgeräts erforderlich machen.

- Einsatz eines Herzschrittmachers oder eines anderen medizinischen Geräts, das anfällig für elektrische Störungen ist.
- Von malignen Neoplasien betroffen sein.
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
- an einer ausgeprägten peripheren Neuropathie leiden oder sensorische Störungen im Zusammenhang mit Diabetes aufweisen.
- Die Verwendung dieses Produkts bei posttraumatischen Massagen wird nicht empfohlen.

3. Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen auf, die es nicht eigenständig bedienen können.


4. Verwenden Sie ausschließlich das originale Netzteil.

5. Vermeiden Sie es, das Netzkabel oder den Netzadapter zu zerkratzen, zu beschädigen, zu manipulieren, übermäßig zu quetschen, daran zu ziehen oder zu biegen, da solche Handlungen zu Bränden oder Stromschlägen führen können.

6. Vermeiden Sie es, das Netzteil mit feuchten Händen anzuschließen oder zu trennen.

7. Vermeiden Sie es, das Bedienfeld auf Decken zu platzieren und das Gerät bei hohen Temperaturen zu betreiben.

8. Es ist ausdrücklich untersagt, das Produkt ohne Genehmigung zu modifizieren, zu zerlegen oder zu reparieren.



Vorsichtsmaßnahmen

1. Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Produkt gelieferte Ladegerät. Die Nutzung eines anderen Ladegeräts kann zu Fehlfunktionen des Systems führen.

2. Vermeiden Sie die Verwendung im Badezimmer oder in feuchten Umgebungen.

3. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

4. Laden Sie das Gerät auf 100 % auf. Um die Akkulaufzeit zu optimieren, wird empfohlen, das Gerät während des Ladevorgangs nicht zu benutzen.

5. Vermeiden Sie es, dieses Produkt während der Benutzung zu betreten.

6. Lassen Sie das Gerät, den Netzadapter oder anderes Zubehör nicht an einem Ort liegen, an dem sie durch Kinder, Haustiere, Ungeziefer oder Flüssigkeiten beschädigt werden können.

7. Die gelieferten Produkte sind jeweils ausschließlich für den Gebrauch durch eine einzelne Person vorgesehen.

HÄUFIGE FRAGEN


Frage 1: Wie erfolgt die Massage mit diesem Gerät?

A1: Dieses pneumatische Kompressionsgerät mit drei Kammern bietet separate Bereiche für Fuß, Wade und Oberschenkel und bläst sich automatisch mit einer fortschrittlichen Frequenz auf und entleert sich wieder, wodurch eine manuelle Massage simuliert wird. Es fördert die Durchblutung im gesamten Körper, lindert Muskelschmerzen in spezifischen Bereichen und verbessert die allgemeine Zirkulation.


Frage 2: Wie viele Massageprogramme sind verfügbar? Inwiefern unterscheiden sie sich?

A2: Dieses Produkt bietet sechs verschiedene Massageprogramme an.


Modus A: Entspannung




Modus B: SEQUENZIELL




Modus C: INTENSIV



Modus D: PULS (P = Impuls)



Modus E: DOPPELSEQUENZIAL



Modus F: DOPPELTE INTENSITÄT



Frage 3: Welche Schritte sollte ich unternehmen, wenn die Intensität der Massage zu schwach oder zu stark ist?

A3: Verschiedene Druckstufen sind in 10-mmHg-Schritten von 30 mmHg bis 250 mmHg erhältlich. Bitte wählen Sie die Intensität, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Sollte die Massage selbst auf der niedrigsten Stufe zu intensiv erscheinen, empfehlen wir Ihnen, die Anwendung abubrechen und vor einer Wiederaufnahme einen Arzt zu konsultieren.

Frage 4: Wie lange sollte dieses Produkt angewendet werden?

A4: Es wird geraten, das Gerät ein bis drei Mal pro Woche in Einheiten von 30 bis 45 Minuten zu nutzen. Sportler können die Häufigkeit der Anwendung erhöhen und die Dauer auf maximal 60 Minuten ausdehnen.

Frage 5: Kann es ausschließlich an einem Bein verwendet werden?

A5: Bei Stiefeln kann ein Bein unabhängig verwendet werden, indem es direkt angeschlossen wird, ohne dass ein 1-zu-2-Adapter erforderlich ist. Eine separate Verwendung ist jedoch bei Hosen nicht möglich. Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, beide Beine gleichzeitig zu nutzen.

Frage 6: Welche Quellen sind für das Rauschen verantwortlich, das vom Steuergerät erzeugt wird?

A6: Das Geräusch der betriebenen Luftpumpe, die die Kofferraumfächer fortlaufend mit Luft versorgt, ist vollkommen normal.

Frage 7: Welche Schritte sollte ich unternehmen, um muskulösere Beine zu erreichen?

A7: Dieses Produkt eignet sich für die Mehrheit der Anwender. Sollten Sie muskulösere Beine haben und die Stiefel als unpassend empfinden, können Sie zusätzliche Verlängerungen in unserem Shop erwerben oder sich an unseren Kundenservice unter info@recovery-plus.es wenden. Sie erhalten dann einen Link zur Bestellung der Verlängerungen.

Frage 8: Wann ist der optimale Zeitpunkt für die Anwendung dieses Produkts?

R8. Dieses Produkt unterstützt die Durchblutung und lindert effektiv Muskelkater sowie Müdigkeit. Es kann daher jederzeit angewendet werden: vor dem Training zur Vorbereitung der Muskeln, nach dem Training zur optimalen Regeneration oder nach einem langen Arbeitstag.

Produktbezeichnung	Luftkompressionsrückgewinnungssystem.
Modell	RP 6.0 NEU G2
Adapter	CA 100–240 V 50/60 Hz, CC 13,5 V/3,5 A
Nennleistung	45 W
Kompressionsmodus	6 Modi: Entspannung, sequenziell, intensiv, pulsierend, doppelt sequenziell, doppelt intensiv
Intensitätsstufen / Druckbereich	22 Stufen, Druckbereich von 30 bis 250 mmHg in 10-mmHg-Intervallen.
Timer	Von 5 bis 60 Minuten, in 10-Minuten-Intervallen.
Batterie	4500 mAh, bis zu vier Stunden Betriebsdauer.
Gewicht	7 kg
Abmessungen	530 x 280 x 230 mm
Art des Anlagers	6 Luftkammern
Betriebsbedingungen	Temperatur: von +5 °C bis 40 °C. Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 85 % (nicht kondensierend). Luftdruck: 75 Pa bis 106 Pa.
Lagerbedingungen	Temperatur: von -20 °C bis 40 °C. Luftfeuchtigkeit: 30 % bis 85 % (nicht kondensierend). Luftdruck: 75 Pa bis 106 Pa. Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren.

Probleme	Mögliche Ursachen	Lösungen
1. Das Produkt funktioniert nicht, oder der Bildschirm bleibt schwarz.	1. Es ist inaktiv. 2. Es ist keine Batterie vorhanden oder das Ladegerät ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen. 3. Die Wandsteckdose ist beschädigt.	1. Stellen Sie sicher, dass das Netzteil sowohl sicher mit der Steuereinheit als auch mit der Steckdose verbunden ist. 2. Überprüfen Sie die Wandsteckdosen.
2. Der Bildschirm funktioniert einwandfrei; die Ein- und Ausschalter reagieren jedoch nicht.	1. Nur einer der Stiefel war mit den Belüftungskanälen verbunden. 2. Die Lüftungskanäle sind nicht korrekt angeschlossen. 3. Die Stiefel wiesen Beschädigungen auf.	1. Dies ist nur wirksam, wenn beide Kanäle mit dem Luftkanal verbunden sind. 2. Prüfen Sie, ob die Luftkanäle sowohl im Steuerkasten als auch im Anschlusskasten korrekt und vollständig eingesetzt sind. Bitte beachten Sie die Marke (). 3. Achten Sie darauf, dass Ihre Stiefel eine angemessene Luftzirkulation gewährleisten. Bitte setzen Sie sich in diesem Fall mit uns in Verbindung unter: info@recovery-plus.es

3. Störungen während des Betriebs oder beim Abschalten der Luftpumpe.	1. Die Lüftungskanäle sind nicht korrekt angeschlossen. 2. Die Batterie ist entladen. 3. Die Behandlungssitzung ist abgeschlossen.	1. Prüfen Sie, ob die Luftkanäle ordnungsgemäß und vollständig in die Steuereinheit sowie die Anschlussdose eingesetzt sind. Bitte richten Sie Ihre Aufmerksamkeit  auf die Marke. 2. Prüfen Sie, ob das Gerät batteriebetrieben ist oder ordnungsgemäß mit der Steuereinheit und der Steckdose verbunden ist. 3. Das Gerät schaltet sich nach Ablauf der festgelegten Zeit automatisch ab; falls erforderlich, betätigen Sie den Ein-/Ausschalter, um eine neue Sitzung zu beginnen.
--	---	---

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Regulierungsbehörde



Schuhe | Hosen



1. Luftkanalverbinder.
2. Innenschlauch für den Fußbereich
3. Interne Röhrchen, die im unteren Bereich der Wade positioniert sind.
4. Interne Röhrchen, die im oberen Bereich der Wade positioniert sind.
5. Oberschenkelfächer.
6. Reißverschluss.
7. Ring: Eine Halterung oder Befestigungseinrichtung für die Installation.



Luftkanal



Ladegerät



REINIGUNG

1. Sollten die Steuereinheit, die Stiefel/Hosen und die Lüftungskanäle verschmutzt sein, reinigen Sie diese bitte mit einem sauberen, leicht feuchten Tuch.
2. Sorgfältig mit einem sauberen Tuch reinigen.
3. Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts kein Benzin, keinen Alkohol, keine Verdünnungsmittel oder andere reizende Flüssigkeiten, da dies zu Funktionsstörungen, Beschädigungen der Komponenten oder Verfärbungen führen kann.
4. Vermeiden Sie das Einführen von Fremdkörpern in die Lüftungsschächte.
5. Vermeiden Sie die chemische Reinigung.

AUFBEWAHRUNG UND WARTUNG

1. Versuchen Sie nicht, das Produkt eigenständig zu zerlegen, da es keine vom Benutzer austauschbaren Teile aufweist. Sollten während der Nutzung des Produkts Probleme auftreten, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst unter info@recovery-plus.es.
2. Außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen aufbewahren, die nicht in der Lage sind, es selbstständig zu bedienen.
3. Vermeiden Sie es, das Gerät an Standorten zu platzieren, an denen folgende Bedingungen herrschen können: hohe Temperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit.
4. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

5. Verhindern Sie, dass Nadeln in Stiefel, Hosen und Fahrer eindringen.
6. Vermeiden Sie es, schwere Objekte auf das Produkt zu platzieren.
7. Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse der Steuereinheit, die Verbindungsschläuche und das Ladegerät sauber und frei von Schmutz sowie Ablagerungen sind.
8. Um die Ansammlung von Flusen und Staub zu vermeiden, wischen Sie das System vor jedem Gebrauch mit einem trockenen Tuch ab.

PRODUKTRÜCKRUF

Beachten Sie die lokalen Vorschriften zur Abfallentsorgung.

MITGELIEFERTES MATERIAL

- 1 Managementeinheit
- 1 Lüftungskanal.
- 1 AC/DC-Adapter 100-240 V, 50/60 Hz; DC 13,5 V 3,5 A.
- Ein Informationsblatt, das den Zugang zum Benutzerhandbuch ermöglicht.
- 2 Taschen zur Aufbewahrung des Geräts sowie für Stiefel oder Hosen.
- 1 Tragetasche



DANKE

Vielen Dank, dass Sie sich für Recovery Plus entschieden haben, und willkommen in der R+ Familie.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.recovery-plus.es/support. Bei Fragen steht Ihnen unser Kundenservice jederzeit zur Verfügung.

INFO@RECOVERY-PLUS.ES

+34 649 932 249

GO TO THE
**NEXT
LEVEL**

WWW.RECOVERY-PLUS.ES